

Übersicht zur Implantatkompatibilität: Scankörper, Modellanaloge und gedruckte Modelle

Atlantis FLO, Atlantis IO FLO und Elos Accurate IO Scan Body können für alle verfügbaren Schnittstellen für Atlantis Abutments verwendet werden und sind auch im Atlantis-Implantat-Kit für 3Shape (DME-Dateien) enthalten. Diese Tabelle ist gültig für DME Version 1 oder höher (*Dentsply Sirona Implants, Atlantis Abutments_1_20XX.dme*).

Hinweis! 3Shape Scan Bodies können nur verwendet werden, wenn die Scandateien mithilfe des validierten direkten Workflows von 3Shape an den Atlantis WebOrder gesendet werden. Die Erkennung von Scankörpern muss in der 3Shape-Software

erfolgen. Daher ist es NICHT möglich, mit 3Shape Scan Bodies zu scannen, die STL-Dateien zu exportieren und die Dateien mit dem Atlantis Scan Upload oder einem anderen STL-Upload einzusenden.

Das gedruckte Modell von Atlantis kann im Atlantis WebOrder bestellt werden und enthält das Elos Accurate Model Analog für gedruckte Modelle. Für MIS-Implantate ist das MIS-Analog enthalten.



Hersteller	Implantat	Modell-Scan		Intraoral-Scan					
		Atlantis FLO		Atlantis IO FLO	Elos Accurate IO Scan Body	3Shape Scan Body <small>nur für Atlantis Implant Kit für 3Shape (DME)</small>	Analog für gedruckte Modelle		Atlantis Printed Model
		Code (REF)	Kit Select	Code (REF)	REF	REF	Elos REF	MIS REF	Unterstützt
Dentsply Sirona	EV Connection: PrimeTaper EV Implant / OmniTaper EV Implant / Astra Tech Implant EV								
	EV Connection (XS) Green	P-01 (34593)	x	IO-P-01 (35243)	IO 3B-A	DEG	PMA-ATE30-1 ³	—	JA
	EV Connection (S) Purple	P-02 (34594)	x	IO-P-02 (35244)	IO 3B-B	DEP	PMA-ATE36-1 ³	—	JA
	EV Connection (M) Yellow	P-03 (34595)	x	IO-P-03 (35245)	IO 3B-C	DEY	PMA-ATE42-1 ³	—	JA
	EV Connection (L) Blue	P-04 (34596)	x	IO-P-04 (35246)	IO 3B-D	DEB	PMA-ATE48-1 ³	—	JA
	EV Connection (XL) Brown*	P-05 (34597)	x	IO-P-05 (35247)	IO 3B-E	DE5	PMA-ATE54-1 ³	—	JA
	Astra Tech Implant EV Profile								
	4.2 Yellow	P-06 (34598)	x	IO-P-06 (35248)	IO 3C-A	—	PMA-ATE42P-1	—	JA
	4.8 Blue	P-07 (34599)	x	IO-P-07 (35249)	IO 3C-B	—	PMA-ATE48P-1	—	JA
	Astra Tech Implant System TX								
	OsseoSpeed / OsseoSpeed TX 3.0 - Yellow	C-01 (34530)	x	IO-C-01 (35215)	IO 3A-A	DAX	PMA-ATO30-1	—	JA
	OsseoSpeed / OsseoSpeed TX 3.5, 4.0 - Aqua	C-02 (34531)	x	IO-C-02 (35216)	IO 3A-B	DAS	PMA-ATO35-1	—	JA
	OsseoSpeed / OsseoSpeed TX 4.5, 5.0 - Lilac	C-03 (34532)	x	IO-C-03 (35217)	IO 3A-C	DAL	PMA-ATO45-1	—	JA
OsseoSpeed TX Profile 4.5, 5.0	C-04 (34592)	x	IO-C-04 (35218)	—	—	—	—	—	

Bitte umblättern ➔

Hinweis: Das Sortiment kann von Land zu Land variieren. Bitte erfragen Sie die Verfügbarkeit bei Ihrem Ansprechpartner bei Dentsply Sirona.

Alle Marken und Unternehmensnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

* **Hinweis:** Gilt nicht für PrimeTaper EV Implantate.

² Der Atlantis IP FLO für Ankylos C/X ist ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt.

³ Verwenden Sie eine ELOS Laborschraube.

⁴ Elos Accurate IO Scan Body oder Elos Accurate Modellanalog sind zwar vorhanden, werden jedoch nicht für Atlantis-Lösungen unterstützt.

Hersteller	Implantat	Modell-Scan		Intraoral-Scan					
		Atlantis FLO		Atlantis IO FLO	Elos Accurate IO Scan Body	3Shape Scan Body nur für Atlantis Implant Kit für 3Shape (DME)	Analog für gedruckte Modelle		Atlantis Printed Model
		Code (REF)	Kit Select	Code (REF)	REF	REF	Elos REF	MIS REF	Unterstützt
Dentsply Sirona	Xive / Frialit								
	Xive S 3.0	J-01 (34575)	x	IO-J-01 (35230)	IO 8A-A	DX3	PMA-DXI30-1	—	JA
	Xive S 3.4	J-02 (34576)	x	IO-J-02 (35231)	IO 8A-B	DXG	PMA-DXI34-1	—	JA
	Xive S 3.8	J-03 (34577)	x	IO-J-03 (35232)	IO 8A-C	DXY	PMA-DXI38-1	—	JA
	Xive S 4.5	J-03 (34577)	x	IO-J-04 (35264)	IO 8A-D	DXB	PMA-DXI45-1	—	JA
	Xive S 5.5	J-03 (34577)	x	IO-J-05 (35265)	IO 8A-D	DXR	PMA-DXI55-1	—	JA
	Frialit 3.4	J-02 (34576)	x	—	—	—	—	—	—
	Frialit 3.8, 4.5, 5.5	J-03 (34577)	x	—	—	—	—	—	—
Ankylos									
	Ankylos C/X 3.5, 4.5, 5.5, 7.0	L-01 (34583)	x	IO-L-01 (35235) ²	IO 8B-A	DYR Ø 3.5 DYY Ø 4.5 DYB Ø 5.5 DYG Ø 7.0	PMA-DAN35/70-1	—	JA
MIS	C1 NP 3.3	S-02 (34685)		IO-S-02 (34689)	—	—	—	CN-MAN10	JA
	C1 SP 3.75, 4.2	S-03 (34686)		IO-S-03 (34690)	—	—	—	CS-MAN10	JA
	C1 WP 5.0	S-04 (34693)		IO-S-04 (34694)	—	—	—	CW-MAN10	JA
	M4 NP 3.3	B-04 (34678)		IO-B-04 (35273)	—	—	—	MN-MAN10	JA
	M4 SP 3.75, 4.2	B-01 (34527)		IO-B-01 (35212)	—	—	PMA-ZSV35-1	—	JA
	M4 WP 5.0, 6.0	B-02 (34528)		IO-B-02 (35213)	—	—	PMA-ZSV45-1	—	JA
	SEVEN NP 3.3	B-04 (34678)		IO-B-04 (35273)	—	—	—	MN-MAN10	JA
	SEVEN SP 3.75, 4.2	B-01 (34527)		IO-B-01 (35212)	—	—	PMA-ZSV35-1	—	JA
	SEVEN WP 5.0, 6.0	B-02 (34528)		IO-B-02 (35213)	—	—	PMA-ZSV45-1	—	JA
	V3 NP 3.3	S-01 (34684)		IO-S-01 (34688)	—	—	—	VN-MAN10	JA
	V3 SP 3.9, 4.3, 5.0	S-03 (34686)		IO-S-03 (34690)	—	—	—	CS-MAN10	JA
BioHorizons	Internal, Tapered Internal 3.5	B-01 (34527)	x	IO-B-01 (35212)	IO 5A-A	BIY	PMA-BHI35-1	—	JA
	Internal, Tapered Internal 4.5	B-02 (34528)	x	IO-B-02 (35213)	IO 5A-B	BIG	PMA-BHI45-1	—	JA
	Internal, Tapered Internal 5.7	B-03 (34529)	x	IO-B-03 (35214)	IO 5A-C	BIB	PMA-BHI57-1	—	JA
	External Implant 3.5	A-03 (34518)		—	—	—	—	—	—
	External Implant 4.0	A-06 (34521)		—	—	—	—	—	—
	External Implant 5.0	A-09 (34524)		—	—	—	—	—	—

Bitte umblättern ➡

Hinweis: Das Sortiment kann von Land zu Land variieren. Bitte erfragen Sie die Verfügbarkeit bei Ihrem Ansprechpartner bei Dentsply Sirona.

Alle Marken und Unternehmensnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

² Der Atlantis IP FLO für Ankylos C/X ist ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt.

³ Verwenden Sie eine ELOS Laborschraube.

⁴ Elos Accurate IO Scan Body oder Elos Accurate Modellanalog sind zwar vorhanden, werden jedoch nicht für Atlantis-Lösungen unterstützt.

Hersteller	Implantat	Modell-Scan		Intraoral-Scan					
		Atlantis FLO		Atlantis IO FLO	Elos Accurate IO Scan Body	3Shape Scan Body nur für Atlantis Implant Kit für 3Shape (DME)	Analog für gedruckte Modelle		Atlantis Printed Model
		Code (REF)	Kit Select	Code (REF)	REF	REF	Elos REF	MIS REF	Unterstützt
Biomet 3i	Certain 3.25, 4/3	F-01 (34539)	x	IO-F-01 (35225)	IO 7B-A	BCP	PMA-BCE34-1	—	JA
	Certain 4.0, 5/4	F-02 (34540)	x	IO-F-02 (35226)	IO 7B-B	BCB	PMA-BCE41-1	—	JA
	Certain 5.0	F-02 (34540)	x	IO-F-02 (35226)	IO 7B-B	BCY	PMA-BCE50-1	—	JA
	Certain 6.0	F-02 (34540)	x	IO-F-02 (35226)	IO 7B-B	BCG	PMA-BCE60-1	—	JA
	Certain Prevail 3/4/3 (3.4), 4/3	F-01 (34539)	x	IO-F-01 (35225)	IO 7B-A	BCP	PMA-BCE34-1	—	JA
	Certain Prevail 4/5/4, 5/4	F-02 (34540)	x	IO-F-02 (35226)	IO 7B-B	BCB	PMA-BCE41-1	—	JA
	Certain Prevail 5/6/5, 6/5	F-02 (34540)	x	IO-F-02 (35226)	IO 7B-B	BCY	PMA-BCE50-1	—	JA
	Certain XP 4/5	F-02 (34540)	x	IO-F-02 (35226)	IO 7B-B	—	PMA-BCE50-1	—	JA
	Certain XP 5/6	F-02 (34540)	x	IO-F-02 (35226)	IO 7B-B	—	PMA-BCE60-1	—	JA
	Miniplant 3.25	A-07 (34522)		—	—	BEP	—	—	—
	Osseotite 3.75, 4.0	A-07 (34522)		—	—	—	—	—	—
	Osseotite 5.0, 6.0	A-07 (34522)		—	—	—	—	—	—
	Osseotite XP 4/5	A-07 (34522)		—	—	BEY	—	—	—
	Osseotite XP 5/6	A-07 (34522)		—	—	BEG	—	—	—
Camlog	CONELOG 3.3	Q-01 (34666)		IO-Q-01 (35267)	—	—	—	—	—
	CONELOG 3.8	Q-02 (34667)		IO-Q-02 (35268)	—	—	—	—	—
	CONELOG 4.3	Q-02 (34667)		IO-Q-02 (35268)	—	—	—	—	—
	CONELOG 5.0	Q-03 (34668)		IO-Q-03 (35269)	—	—	—	—	—
	Screw-line Implant 3.3	N-01 (34584)		IO-N-01 (35239)	IO 9A-A	CCG	PMA-CAS33-1	—	JA
	Screw-line/Root-line Implant 3.8	N-02 (34585)		IO-N-02 (35240)	IO 9A-B	CCY	PMA-CAS38-1	—	JA
	Screw-line/Root-line Implant 4.3	N-03 (34586)		IO-N-03 (35241)	IO 9A-C	CCP	PMA-CAS43-1	—	JA
	Screw-line/Root-line Implant 5.0	N-04 (34587)		IO-N-04 (35242)	IO 9A-D	CCB	PMA-CAS50-1	—	JA
	Screw-line/Root-line Implant 6.0	N-04 (34587)		IO-N-04 (35242)	IO 9A-D	CCB	PMA-CAS60-1	—	JA
Keystone Dental	PrimaConnex SD 3.3, Genesis 3.8	M-01 (34589)		—	—	—	—	—	—
	PrimaConnex SD 3.5	M-01 (34589)		—	—	—	—	—	—
	PrimaConnex RD 4.0, Genesis 4.5	M-02 (34590)		—	—	—	—	—	—
	PrimaConnex RD 4.1	M-02 (34590)		—	—	—	—	—	—
	PrimaConnex WD 5.0, Genesis 5.5, 6.5	M-03 (34591)		—	—	—	—	—	—

Bitte umblättern 

Hinweis: Das Sortiment kann von Land zu Land variieren. Bitte erfragen Sie die Verfügbarkeit bei Ihrem Ansprechpartner bei Dentsply Sirona.

Alle Marken und Unternehmensnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

² Der Atlantis IP FLO für Ankylos C/X ist ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt.

³ Verwenden Sie eine ELOS Laborschraube.

⁴ Elos Accurate IO Scan Body oder Elos Accurate Modell analog sind zwar vorhanden, werden jedoch nicht für Atlantis-Lösungen unterstützt.

Hersteller	Implantat	Modell-Scan		Intraoral-Scan					
		Atlantis FLO		Atlantis IO FLO	Elos Accurate IO Scan Body	3Shape Scan Body nur für Atlantis Implant Kit für 3Shape (DME)	Analog für gedruckte Modelle		Atlantis Printed Model
		Code (REF)	Kit Select	Code (REF)	REF	REF	Elos REF	MIS REF	Unterstützt
Nobel Biocare	NobelActive 3.0	K-03 (34665)		IO-K-03 (35266)	IO 2B-D SA	NA3	PMA-NBA30-1	—	JA
	NobelActive / NobelReplace Conical Connection NP 3.5	K-01 (34578)		IO-K-01 (35233)	IO 2B-A SA	NAN	PMA-NBA35-1	—	JA
	NobelActive / NobelReplace Conical Connection RP 4.3	K-02 (34579)		IO-K-02 (35234)	IO 2B-B SA	NAR	PMA-NBA43-1	—	JA
	NobelActive / NobelReplace Conical Connection RP 5.0	K-02 (34579)		IO-K-02 (35234)	IO 2B-B SA	NAR	PMA-NBA43-1	—	JA
	NobelActive WP 5.5	K-04 (34677)		IO-K-04 (35272)	— ⁴	NAW	PMA-NBA60-1	—	JA
	NobelReplace NP 3.5 (Tri-channel connection)	D-01 (34533)	x	IO-D-01 (35219)	IO 2A-A	NRN	PMA-NBR35-1	—	JA
	NobelReplace RP 4.3 (Tri-channel connection)	D-02 (34534)	x	IO-D-02 (35220)	IO 2A-B	NRR	PMA-NBR43-1	—	JA
	NobelReplace WP 5.0 (Tri-channel connection)	D-03 (34535)	x	IO-D-03 (35221)	IO 2A-C	NRW	PMA-NBR50-1	—	JA
	NobelReplace 6.0 (Tri-channel connection)	D-04 (34536)	x	IO-D-04 (35222)	IO 2A-D	NR6	PMA-NBR60-1	—	JA
	Brånemark System NP 3.3	A-04 (34519)		—	IO 6A-A	NBN	PMA-BRA35-1	—	JA
	Brånemark System RP 3.75, 4.0	A-06 (34521)		—	IO 6A-B	NBR	PMA-BRA41-1	—	JA
	Brånemark System WP 5.0, 5.5	A-11 (34526)		—	IO 6A-C	NBW	PMA-BRA51-1	—	JA
Osstem/Hiossen	ET Mini 3.5	R-01 (34671)		IO-R-01 (35270)	—	OTM	—	—	—
	ET Regular 4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0	R-02 (34672)		IO-R-02 (35271)	—	OTR	—	—	—
Straumann	Bone Level 3.3 NC (Narrow CrossFit)	H-01 (34542)	x	IO-H-01 (35228)	IO 4A-A	SBN	PMA-SBO33-1	—	JA
	Bone Level 4.1 RC (Regular CrossFit)	H-02 (34543)	x	IO-H-02 (35229)	IO 4A-B	SBR	PMA-SBO41-1	—	JA
	Bone Level 4.8 RC (Regular CrossFit)	H-02 (34543)	x	IO-H-02 (35229)	IO 4A-B	SBR	PMA-SBO41-1	—	JA
	Standard/Standard Plus 4.8 RN (Regular Neck)	E-01 (34537)		—	IO 4B-A	SSR	PMA-SSY48-1	—	JA
	Standard/Standard Plus 4.8 WN (Wide Neck)	E-02 (34580)		—	IO 4B-B	SSW	PMA-SSY65-1	—	JA
	Standard Plus 3.3 NN (Narrow Neck)	G-01 (34541)		—	— ⁴	— ⁴	—	—	—
Zimmer Dental	Screw-Vent / Screw-Vent friction fit 3.3, 3.7	B-01 (34527)	x	IO-B-01 (35212)	IO 5A-A	—	PMA-ZSV35-1	—	JA
	Screw-Vent / Screw-Vent friction fit 4.5	B-02 (34528)	x	IO-B-02 (35213)	IO 5A-B	—	PMA-ZSV45-1	—	JA
	Tapered Screw-Vent / Tapered Screw-Vent friction fit 3.5	B-01 (34527)	x	IO-B-01 (35212)	IO 5A-A	ZTG	PMA-ZSV35-1	—	JA
	Tapered Screw-Vent / Tapered Screw-Vent friction fit 4.5	B-02 (34528)	x	IO-B-02 (35213)	IO 5A-B	ZTP	PMA-ZSV45-1	—	JA
	Tapered Screw-Vent / Tapered Screw-Vent friction fit 5.7	B-03 (34529)	x	IO-B-03 (35214)	IO 5A-C	ZTY	PMA-ZSV57-1	—	JA
	SwissPluss 4.8	E-01 (34537)		—	—	—	—	—	—

Bitte umblättern 

Hinweis: Das Sortiment kann von Land zu Land variieren. Bitte erfragen Sie die Verfügbarkeit bei Ihrem Ansprechpartner bei Dentsply Sirona.

Alle Marken und Unternehmensnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

² Der Atlantis IP FLO für Ankylos C/X ist ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt.

³ Verwenden Sie eine ELOS Laborschraube.

⁴ Elos Accurate IO Scan Body oder Elos Accurate Modellanalog sind zwar vorhanden, werden jedoch nicht für Atlantis-Lösungen unterstützt.

Atlantis®

Atlantis® FLO Kit Select

Beinhaltet FLO für die am häufigsten geschnittenen Schnittstellen, Atlantis FLO-Koffer und Atlantis FLO-Schraubendreher (diese können auch separat bestellt werden, siehe unten.) Siehe obige Übersicht zur Kompatibilität für weitere Informationen darüber, welche FLOs im Set-„Select“ enthalten sind. (Spalte Set-Select mit X markiert).

Produkt	REF
Atlantis FLO Kit Select	34603
Atlantis FLO case	34602
Atlantis FLO Schraubendreher	34601
Atlantis Tag-Set	34664

